



PHILIPS

Ультрасонографія легенів

Ультрасонографія легенів при вірусній пневмонії

УЗД легенів рекомендовано для діагностики та моніторингу патологічних змін при критичному стану пацієнта. Зміни при COVID-19 мають специфічне проявлення при УЗД легенів і можуть бути використані для визначення тактики ведення пацієнта. Технології Philips дозволяють проводити ранню діагностику біля ліжка пацієнта, знизити ризики перехресного зараження та розвантажити КТ-кабінети.

Philips рекомендує ультразвукові рішення від базових портативних до експертних стаціонарних:

Lumify : ультразвукова діагностика за допомогою вашого смартфона.

CX50 : експертні можливості для невідкладної допомоги та реанімації.

Affiniti family : широкий спектр досліджень в умовах стаціонара.

Застосування УЗ для візуалізації легенів та серця на прикладі Lumify:

Конвексний датчик C5-2: переважніше для пацієнтів з високим ІМТ та набряками підшкірно-жирової клітковини, використовується для візуалізації легенів, володіє широким кутом огляду та глибиною проникнення, і дозволяє візуалізувати ущільнення та В-лінії відразу в декількох міжреберних проміжках.

Лінійний датчик L12-4: підходить для діагностики одного міжребер'я, володіє меншим кутом огляду, проте більш високою роздільною здатністю на незначній глибині, для візуалізації лінії плеври, оптимальний для застосування в педіатрії.

Секторний датчик S4-1: застосовується для міжреберного доступу при необхідності сумісного дослідження легенів та серця.



Скануйте QR-код для перегляду вебінару
Медичного симуляційного центру ім. С.П.Боткіна ДЗМ
"Ультрасонографія легенів при вірусній пневмонії"

ТОВ «АФС Медичтехнік»
Єдиний офіційний дистриб'ютор
PHILIPS Healthcare в Україні

03150, м. Київ,
вул. Антоновича, 72, оф. 73
+38 (044) 359 00 88
afs@afsmtd.com.ua
www.afsmtd.com.ua

AFS MEDIZINTECHNIK

Скануйте QR-код
для швидкого
переходу на сайт



Реклама